


Laboratoire autorisé pour pratiquer en vue du diagnostic prénatal les examens de cytogénétique y compris de cytogénétique moléculaire, de génétique moléculaire, de biochimie foetale y compris les marqueurs sériques maternels et les examens en vue du diagnostic des maladies infectieuses.

CONDITIONS DE RECUEIL ET D'ENVOI DES ECHANTILLONS

1. Identifier les 2 tubes « Streck » fournis.
2. Prélever 2 x 10 ml de sang total. Les 2 tubes doivent être **totalemment remplis**.
Attention les tubes sont à **remplissage LENT**.
3. Bien mélanger les tubes par au moins 10 retournements doux.



4. Déposer les 2 tubes dans un sachet « **réfrigéré** ».
5. Conserver le sachet contenant les 2 tubes entre **+ 4° C et + 8° C**.
Le transport se fera à température réfrigérée.
L'ECHANTILLON DOIT PARVENIR AU LABORATOIRE CERBA SOUS 4 JOURS.
6. **NE PAS CONGELER.**
7. Insérer les documents suivants dans la pochette externe du sachet :
 - **La feuille de demande d'examen**
 - **Formulaire et attestation d'information de la patiente et recueil du consentement signés par le médecin et la patiente**
 - **Une copie du compte-rendu de l'échographie du 1^{er} trimestre**
 - **Les différents documents requis selon l'indication**
 - **Le règlement de l'examen en cas de facturation directe à la patiente**


Conservation des tubes "Streck" avant utilisation :

- **A température ambiante jusqu'à date de péremption inscrite sur le tube**
- **Ne pas congeler les tubes**

The laboratory is authorized according to the french legislation to perform cytogenetics (including molecular cytogenetics), genetics, biochemical (including maternal serum screening) and infectious diseases testing for fetus.

CONDITIONS FOR COLLECTING AND SENDING THE SAMPLE

1. Identify the 2 « Streck » tubes provided.
2. Collect 2 x 10 ml of whole blood. The 2 tubes must be **completely full**.
It is normal to have a **low flow**.
3. Gently rotate the tubes by at least 10 times.



4. Put the 2 tubes into the « **refrigerated** » plastic bag (transparent).
5. Store the plastic bag between **+ 4° C and + 8° C**.
The tubes will be shipped between + 4°C and + 8°C.
THE SAMPLE MUST BE RECEIVED AT LABORATOIRE CERBA WITHIN 4 DAYS.
6. **DO NOT FREEZE.**
7. Insert the following documents into the external pocket of the plastic bag:
 - **The test request form fulfilled by the prescriber**
 - **Information certificate signed by the prescriber and the informed consent signed by the patient**
 - **The ultrasonic report showing the gestational age**

“Streck” tubes lifetime before use:

- **Until the date mentioned onto the tube at room temperature**
- **Do not freeze the tubes**

Laboratoire Cerba is not liable for cancellation of the requested test in case of extension of transport time nor for non-respect of the minimum time of pregnancy required (in this case: invoiced).